






Better Back™ Vibration Cushion with Neck Arch Support

Better Back™ Coussin vibrant avec support cervical

Assembly & Use Instructions
Instructions d'assemblage et d'utilisation



For Use with Teeter
Inversion Table
Conçu pour les tables
d'inversion Teeter



* Specifications may vary from this image and are subject to change without notice. For use with Teeter Inversion Tables. Contents of package include Vibration Cushion and components only.

* Les spécifications peuvent différer de celles de la présente image et peuvent changer sans préavis. Conçu pour les tables d'inversion Teeter. L'emballage contient uniquement le coussin vibrant et les composants.



To download and print Teeter's Better Back™ Vibration Cushion instructions, visit the product support page at teeter.com.


Pour télécharger et imprimer instructions Better Back™ Coussin vibrant, visitez la page d'assistance des produits au teeter.com



“ I created Teeter so people could live healthier, more active lives. ”

“ J'ai créé Teeter pour que les gens puissent mener une vie plus saine et plus active. ”

- Roger Teeter
Founder & Innovator
Fondateur et innovateur



Congratulations on your purchase of a Teeter Better Back™ Vibration Cushion! This product has been engineered with 10 powerful vibration motors and light-heat technology in the neck arch support to provide you the ultimate in relaxation and stress relief while inverted on your Teeter.

Merci d'avoir acheté le coussin vibrant Better Back^{MC} de Teeter! Ce produit doté de dix puissants moteurs de vibration et de lumières chauffantes, situées dans le support cervical, garantit une détente et un confort exceptionnels pendant l'utilisation de la table d'inversion Teeter.

In order to utilize this product to its fullest extent, it is critical that you read and fully understand the User Instructions prior to using your new Teeter Vibration Cushion.

Dans le but d'utiliser ce produit dans sa pleine mesure, il est important que vous suiviez les instructions d'utilisation avant d'utiliser votre nouvelle le coussin vibrant Teeter.



To register your product warranty, go to **teeter.com/Support/Warranty-Registration**

Pour enregistrer la garantie de votre produit, rendez-vous sur **teeter.com/Support/Warranty-Registration**



If you have any questions concerning assembly or if any parts are missing, **DO NOT RETURN THE ITEM TO THE STORE OR CONTACT THE RETAILER.** Our dedicated customer service experts can help! Contact Teeter Customer Service at **800.847.0143**, or via online forms or Live Chat at **teeter.com**.

Si vous avez des questions concernant le montage ou si des pièces manquent, **NE RENVOYEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN OU NE CONTACTEZ PAS LE VENDEUR.** Nos experts en service à la clientèle peuvent vous aider ! Service à la clientèle de Teeter au **800.847.0143**, ou par formulaires en lignes ou Chat en direct sur **teeter.com**.

Assembly & Use Instructions

Important Safety Instructions	1
Items for Assembly	2
Safety Warning Label & Product Specifications	3
Assembly Instructions	4-7
Use, Storage & Maintenance Instructions	8
Warranty Terms & Registration	9

Instructions d'assemblage et d'utilisation

Instructions de sécurité importantes	11
Éléments de montage	12
Étiquettes d'avertissement de sécurité et spécifications de produit.	13
Étapes du montage	14-17
Instructions d'utilisation, d'entretien et d'entreposage	18
Conditions de garantie & Enregistrement	19

BEFORE YOU BEGIN: Review all steps before beginning use and read all precautions before using the Vibration Cushion. Carefully adhere to the Warnings and User Instructions to help ensure safety and product integrity.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VIBRATION CUSHION

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS AND WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

To reduce the risk of injury:

- Read and understand all the instructions and inspect the appliance before use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed. It is your responsibility to familiarize yourself with the proper use of this appliance and the inherent risks if these instructions are not followed, such as burns, electrocution, fire or injury. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of the product are fully informed about the proper use of the appliance and all safety precautions.
- **ALWAYS** read, understand, and follow the instructions and warnings associated with and accompanying any supplementary equipment, such as the Teeter Inversion Table. Use on the inversion table will affect the balance, causing the table to rotate faster. Adjust your user settings per the Inversion Table Owner's Manual.
- **DO NOT** use this product as a substitute for medical attention. Consult your doctor before using the Vibration Cushion if you have any concerns regarding your health. Individuals with pacemakers should consult a doctor before use.
- **ALWAYS** unplug from the electrical outlet immediately after using and before cleaning, or before putting on or taking off parts or attachments. **NEVER** leave unattended when plugged in. To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove plug from outlet. **NEVER** operate if cord or plug is damaged or if it has been dropped in water.
- **ALWAYS** inspect the appliance and examine the covering before each use. Discontinue use if the covering shows any sign of deterioration, such as blistering or cracking.
- **KEEP DRY - DO NOT** operate in a wet or moist condition. **DO NOT** use outdoors.
- **DO NOT** allow the appliance to come into contact or become immersed in water or any other liquid. **DO NOT** place or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. **DO NOT** reach for if fallen into water. Unplug it immediately.
- **DO NOT** use on insensitive skin areas or on a person with poor blood circulation. **DO NOT** use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions. Use heated surfaces carefully. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of burn or injury.
- **NEVER** use while sleeping or fall asleep while using the appliance.
- **NEVER** use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating may occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- **DO NOT** allow children to use the Vibration Cushion. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision and instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer. Use only for its intended use as described in these instructions.
- **DO NOT** carry by supply cord or use cord as handle. Keep cord away from heated surfaces.
- **DO NOT** operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use for more than 15 continuous minutes. Extensive use could lead to excessive heating and shorter product life. Should this occur, discontinue use and allow the Vibration Cushion to cool before operating.
- **DO NOT** crush. Avoid sharp folds.
- **DO NOT** use in any commercial, rental or institutional setting. This product is intended for indoor, home-use only.
- **DO NOT** operate equipment while under the influence of drugs, alcohol, or medication that may cause drowsiness or disorientation.
- **ALWAYS** replace defective components immediately and/or keep out of use until repair. **DO NOT** attempt to repair Vibration Cushion - there are no user serviceable parts. Contact Teeter Customer Support for service.
- Refer to additional warning notices posted on the equipment. If a product label should become lost, damaged or illegible, contact Customer Service for replacement.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Items for Assembly


Items not shown to scale.

ITEM NO.	ITEM NAME
EP1350	Better Back™ Vibration Cushion
F51140	Neck Arch Support
F51144	Controller
F51145	AC Adapter
F51143	Controller Pouch


Better Back™ Vibration Cushion
with 10 vibrating motors
(EP1350)




Controller
(F51144)



AC Adapter
(F51145)



Neck Arch Support
(F51140)



Controller Pouch
(F51143)




Safety Warning Labels & Product Specifications

Important: Please review all labels and supporting materials before using your vibration cushion.

This drawing indicates the locations of the warning labels found on your product. If a label is missing, illegible or is removed, contact Teeter Customer Service to request a complimentary replacement label.

Note: Image and labels below not shown at actual size.



Vibration Cushion Assembled Dimensions: 44.5 (L) x 17.0 in (W) (113.0 x 43.2 cm)

Neck Arch Support Dimensions: 10.0 (L) x 11.5 in (W) (25.4 x 29.2 cm)

Weight (approx.): 5.5 lbs (2.5 kg)

STEP ①

Attach Vibration Cushion to Table Bed

FIGURE 1



- Pull apart the Velcro on all of the straps on the Vibration Cushion.
- Lay the Vibration Cushion on top of the inversion table bed with the Head Support located at the top end of the table bed. Ensure the electrical cords are located on the left as you stand facing the unit and that they are free from the underside of the Vibration Cushion.




CAUTION: Keep your face and eyes clear of the elastic straps when stretching them for installation.

- Wrap the top horizontal straps around the table bed and secure together using the Velcro strips (Figure 1).
- Pull the top vertical strap over the top of the table bed and wrap around secured horizontal straps (Figure 2) to secure onto itself with the Velcro strips.
- Wrap the lower horizontal straps around the table bed and under the Main Shaft Housing. Secure together using the Velcro Strips (Figure 3).
- Pull the lower vertical strap under the bottom of the table bed and wrap around the secured horizontal straps to secure onto itself with the Velcro strips (Figure 3).

FIGURE 2




FIGURE 3



STEP ②

Attach Neck Arch to Vibration Cushion

- Position the Neck Arch Support on top of the Vibration Cushion so that the rounded arch is at the top of the table bed. Stretch the two elastic straps around the table bed and secure together with the Velcro Strips (Figure 4).
- The strap and arch support position can be adjusted at the time of use. The rounded top of the Neck Arch Support should be positioned so the arch supports the natural curve of your neck, and your head should rest on the Vibration cushion, not the Neck Arch Support. (Figure 5).
- Connect the Neck Arch Support cord to the input jack at the top of the Vibration Cushion (Figure 6).



STEP ③

Attach Controller

- Attach the Controller Pouch to the A-frame of the inversion table by securing the Velcro straps around the rear leg above and below the spreader arm (Figure 7).
- Connect the Controller cord to the Controller and place the Controller in the pouch (Figure 8).



STEP 4

Connect Adapter

FIGURE 9



- Secure the controller cord and electrical cord from the Vibration Cushion to the rear leg of the A-frame using the Velcro strap provided (Figure 9).
- Run the electrical cord through the secured Velcro straps of the Controller Pouch - this will help keep the cord out of the way during operation of the inversion table (Figure 10).



CAUTION: Be certain that all cords are AWAY and CLEAR of the inversion table pivot points.

- Connect the electrical cord with the AC Adapter cord (Figure 10), then plug the adapter into a 120 volt AC outlet.

FIGURE 10



Use, Storage, & Maintenance

Operating Controller

FOR LIGHT-HEAT TECHNOLOGY:

- Press the "heat" button to turn the Neck Arch Support heat lights on and off.

FOR VIBRATION:

- Press the "power" button on the Controller to start the vibrating motors.
- Press the "function" button to select vibration modes: tapping, up & down, wave, all motors, and random.
- The vibration area can be selected by pressing the buttons "neck", "upper back", "lower back", "lumbar" and "thighs".
- Press the "timer" button to select the amount of vibration time.
- Press the "fast" or "slow" buttons to adjust the speed of the vibration motors.
- Press the "high" or "low" buttons to adjust the desired intensity.

⚠ WARNING


ALWAYS read, understand, and follow the instructions and warnings associated with and accompanying any supplementary equipment, such as the Teeter Inversion Table. Use on the inversion table will affect the balance, causing the table to rotate faster. Adjust your user settings per the Inversion Table Owner's Manual.

Maintenance

- Be sure to unplug the Vibration Cushion and allow it to cool prior to cleaning. Using a soft, slightly damp sponge, wipe only the surface. **DO NOT** allow the Vibration Cushion to contact or become immersed in water or any other liquid. **NEVER** clean the Vibration Cushion with brushes or abrasive cleaners, flammable fuels, glass/furniture polish or paint thinner.

Storage

- Place the Vibration Cushion in its original box or in a cool, dry place. Use caution when storing so as not to damage the internal components. Take care to avoid contact with sharp or pointed objects that might puncture the fabric surface.
- Do not wrap the power cord around the unit or attempt to hang the Vibration Cushion by the Controller cord.



The Teeter warranty set forth below and on Teeter's website applies to US and Canadian customers only. For international customers, please consult your local distributor for warranty information which will vary depending on country.



During the period starting with the day of retail purchase and continuing for one (1) year, Teeter extends to the owner a repair and replacement warranty against manufacturing defects in materials, workmanship, fabrics and padding. Teeter will repair or replace any such defect and will pay the costs of all parts, labor and transportation. If a repair or replacement is not commercially practical or cannot timely be made, then Teeter will, at the original Purchaser's option, replace with a comparable product or refund the purchase price.

Handling and transportation costs related to product warranty service only are covered by this warranty. This warranty does not cover damage resulting from improper handling, assembly, or installation, repairs made by others, accident, misuse, or abuse. Under no circumstances shall Teeter, or any other party involved in the sale of this product, have any liability for incidental or consequential damage arising from breach of an express or implied warranty on any Teeter product.

EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, NO WARRANTY IS GIVEN WITH RESPECT TO ANY TEETER PRODUCT, AND ALL EXPRESS WARRANTIES ARE DISCLAIMED. To the extent this warranty is found not to be enforceable, it shall be deemed revised to the extent necessary to make it enforceable. This warranty and any controversy or claim arising out of this warranty or its interpretation shall be governed by the laws of the State of Washington, USA. Any controversy or claim arising out of or relating to this warranty, its interpretation, or any alleged breach thereof, which cannot be amicably settled between Teeter and the owner within sixty (60) days of written notice by the aggrieved party to the other, shall be finally settled by arbitration submitted to three (3) arbitrators selected from the panels of the arbitrators of the American Arbitration Association located closest to Teeter's principal place of business.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damage from a warranty, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty is completely transferable to any and all future owners of this product, provided no alterations have been made to the product.

HOW TO SUBMIT YOUR REGISTRATION:

Step 1

Fill out this information for your own records.

_____ Date of Purchase

_____ Product & Model

Step 2

Go online to teeter.com to register your warranty.

_____ Dealer Name

_____ Serial No.

If you are unable to go online, you can request a warranty card to be mailed to you by calling Customer Service at 800-847-0143. Please DO NOT mail this to Teeter.



PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS

AVANT DE COMMENCER : Révisez toutes les étapes avant de commencer le montage et lisez toutes les précautions avant d'utiliser le coussin vibrant Teeter. Respectez minutieusement les instructions de montage et le manuel d'utilisation afin de garantir la sécurité et l'intégrité du produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA TABLE D'INVERSION**

⚠ AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Pour réduire le risque de blessure :

- Bien lire et comprendre toutes les instructions et inspecter le produit avant de l'utiliser. Toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires durant l'utilisation d'appareils électriques, en particulier en présence d'enfants. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se familiariser avec le fonctionnement et les risques liés à une mauvaise utilisation du produit (brûlures, électrocution, incendie, blessures, etc.). Le propriétaire du coussin doit informer tous les utilisateurs de son fonctionnement et des mesures de sécurité à suivre.
- **TOUJOURS** lire, comprendre et respecter les instructions et les avertissements fournis avec les produits complémentaires, comme la table d'inversion Teeter. L'utilisation du coussin modifiera l'équilibre de la table, ce qui la fera pivoter plus rapidement; il faudra donc ajuster les réglages de la table selon les instructions de son manuel d'utilisation.
- Ce produit **NE REMPLACE PAS** des soins médicaux. Les personnes qui ont des inquiétudes à propos de leur santé ou qui ont un stimulateur cardiaque devraient consulter un médecin avant d'utiliser le coussin vibrant.
- **TOUJOURS** débrancher le coussin de la prise électrique immédiatement après chaque utilisation et avant de le nettoyer ou d'y fixer ou d'en retirer des pièces ou des accessoires. **NE JAMAIS** laisser le coussin sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteindre toutes les fonctions avant de débrancher la fiche de la prise de courant. **NE JAMAIS UTILISER** le produit si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau.
- **TOUJOURS** inspecter le produit, en particulier sa surface, avant chaque utilisation. Cesser toute utilisation au moindre signe de détérioration (bulles, fissures, etc.).
- **GARDER LE PRODUIT AU SEC. NE PAS** l'utiliser s'il est mouillé ou humide. **NE PAS** l'utiliser à l'extérieur.
- **NE PAS** mouiller ou immerger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. **ÉVITER** de le placer ou de l'entreposer dans un endroit où il risquerait de tomber ou d'être jeté dans une baignoire ou un évier. S'il est immergé dans l'eau, **NE PAS** tenter de l'en sortir et le débrancher immédiatement.
- **NE PAS** utiliser le produit sur des régions insensibles du corps ou en cas de mauvaise circulation sanguine. **ÉVITER** tout contact direct avec les régions enflées ou enflammées ou les éruptions cutanées. Utiliser les surfaces chaudes avec prudence; regarder fréquemment la peau en contact avec celles-ci pour réduire les risques de brûlure ou de blessure.
- **NE JAMAIS** utiliser pendant le sommeil et ne jamais s'endormir pendant l'utilisation du produit.
- **NE JAMAIS** utiliser d'épingles ou d'attaches métalliques pour fixer ce produit.
- **NE PAS** utiliser un oreiller ou une couverture, car la chaleur excessive qui pourrait être produite risquerait de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- **NE PAS** laisser d'enfants utiliser le coussin vibrant. Il n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne leur en explique le fonctionnement.
- **NE PAS** utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Utiliser uniquement le produit conformément aux présentes instructions.
- **NE PAS** utiliser le cordon d'alimentation comme poignée ou pour transporter le produit. Tenir le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur.
- **NE PAS** faire fonctionner le coussin dans des endroits où l'on utilise des produits en aérosol ou où l'on administre de l'oxygène.
- Éviter d'utiliser le coussin pendant plus de 15 minutes consécutives, car une utilisation prolongée risquerait de provoquer une chaleur excessive et de réduire la durée de vie du produit. Si cette situation survient, cesser toute utilisation et laisser le coussin vibrant refroidir.
- **NE PAS** écraser le coussin. Éviter d'y faire des plis profonds.
- **NE PAS** utiliser le coussin dans des locaux commerciaux, loués ou institutionnels; il a été conçu uniquement pour un usage domestique, à l'intérieur.
- **ÉVITER** d'utiliser le produit sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments pouvant causer la somnolence ou la désorientation.
- **TOUJOURS** remplacer immédiatement les composants défectueux ou cesser toute utilisation jusqu'à la réparation du produit. **NE PAS** tenter de réparer le coussin vibrant; il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Communiquer avec le service à la clientèle de Teeter pour obtenir de l'aide.
- Consulter les avertissements supplémentaires figurant sur le produit. Si l'une de ces étiquettes se détache ou devient endommagée ou illisible, communiquer avec le service à la clientèle pour la remplacer.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Éléments de montage


Les éléments ne sont pas représentés à l'échelle.

NUMÉRO DE L'ARTICLE.	NOM DE L'ARTICLE
EP1350	Coussin vibrant Better Back ^{mc}
F51140	Support cervical
F51144	Télécommande
F51145	Adaptateur c.a.
F51143	Télécommande de rangement


Coussin vibrant Better Back^{mc}
doté de dix moteurs de vibration
(EP1350)




Télécommande
(F51144)



Adaptateur c.a.
(F51145)



Support cervical
(F51140)



Télécommande de rangement
(F51143)




Étiquettes d'avertissement de sécurité et spécifications du produit

Important : Veuillez examiner toutes les étiquettes et la documentation d'information avant d'utiliser votre le coussin vibrant.

Ce dessin signale la position des étiquettes d'avertissement situées sur votre produit. Si'il manque une étiquette, si elle est illisible ou a été retirée, veuillez contacter le service à la clientèle Teeter par téléphone ou via le site internet indiqué au bas de cette page pour solliciter une étiquette de remplacement gratuite.

Remarque : Les images et étiquettes ci-dessous ne sont pas à l'échelle réelle.



Dimensions du coussin vibrant assemblé : 113.0 (L) x 43.2 cm (W) (44.5 x 17.0 in)

Dimensions du support cervical : 25.4 (L) x 29.2 cm (W) (10.0 x 11.5 in)

Poids (approx.) : 2.5 kg (5.5 lbs)

ÉTAPE ①

Installation du coussin vibrant sur le dossier de la table



FIGURE 1

- Détacher toutes les bandes autoagrippantes du coussin vibrant.
- Placer le coussin vibrant sur le dossier de la table d'inversion en veillant à ce que le support pour la tête soit dans le haut du dossier. Vérifier que les cordons d'alimentation sont situés sur la gauche lorsque l'on fait face à la table et qu'ils ne sont pas coincés sous le coussin vibrant.

⚠ ATTENTION : Garder le visage et les yeux loin des courroies élastiques qui doivent être étirées pendant l'installation.

- Fixer les courroies horizontales supérieures autour du dossier à l'aide des bandes autoagrippantes (figure 1).

- Placer la courroie verticale supérieure sur le dessus du dossier de la table, puis l'enrouler autour des courroies horizontales déjà fixées avant de l'attacher sur elle-même à l'aide des bandes autoagrippantes (figure 2).

- Fixer les courroies horizontales inférieures autour du dossier, sous le logement de l'axe principal, à l'aide des bandes autoagrippantes (figure 3).

- Placer la courroie verticale inférieure sur le bas du dossier de la table, puis l'enrouler autour des courroies horizontales déjà fixées avant de l'attacher sur elle-même à l'aide des bandes autoagrippantes (figure 3).



FIGURE 2





FIGURE 3

ÉTAPE ②

Installation du support cervical sur le coussin vibrant

- Placer le support cervical sur le coussin vibrant de manière à ce que la partie arrondie soit dans le haut du dossier de la table. Introduire le dossier dans les deux courroies élastiques, puis fixer celles-ci ensemble à l'aide des bandes autoagrippantes (figure 4).
- La position des courroies et du support peut être ajustée avant chaque utilisation. La partie supérieure arrondie du support doit épouser la courbe naturelle du cou, et la tête de l'utilisateur doit reposer sur le coussin vibrant et non sur le support (figure 5).
- Brancher le cordon du support cervical sur la prise sur le dessus du coussin vibrant (figure 6).



ÉTAPE ③

Installation de la télécommande

- Installer l'étui de la télécommande sur le cadre en A de la table d'inversion en fixant les bandes autoagrippantes autour du pied arrière, en dessus et en dessous du bras d'écartement (figure 7).
- Brancher le cordon de la télécommande sur la télécommande et placer celle-ci dans son étui (figure 8).



ÉTAPE 4

Branchement de l'adaptateur

FIGURE 9



- Fixer le cordon d'alimentation et le cordon de la télécommande au pied arrière du cadre en A l'aide des bandes autoagrippantes prévues à cet effet (figure 9).

- Faire passer le cordon d'alimentation du coussin vibrant sous les bandes autoagrippantes de l'étui de la télécommande (figure 10) pour le maintenir à l'écart pendant l'utilisation de la table d'inversion.



ATTENTION : Vérifier que tous les cordons sont loin des pivots de la table d'inversion.

- Brancher le cordon d'alimentation sur le cordon de l'adaptateur c.a. (figure 10), puis brancher l'adaptateur sur une prise c.a. de 120 V.

FIGURE 10



Utilisation, entreposage et entretien


Utilisation de la télécommande

LUMIÈRES CHAUFFANTES :

- Appuyer sur le bouton HEAT (chaleur) pour allumer et éteindre les lumières infrarouges du support cervical.

VIBRATIONS :

- Appuyer sur le bouton POWER (marche) de la télécommande pour démarrer les moteurs de vibration.
- Appuyer sur le bouton FUNCTION (fonction) pour sélectionner les modes de vibration : battement, haut et bas, onde, tous les moteurs et aléatoire.
- La zone de vibration peut être sélectionnée au moyen des boutons NECK (cou), UPPER BACK (haut du dos), LOWER BACK (bas du dos), LUMBAR (lombaires) and THIGHS (fessier).
- Appuyer sur le bouton TIMER (minuteur) pour sélectionner la durée de vibration.
- Appuyer sur les boutons FAST (rapide) ou SLOW (lent) pour régler la vitesse des moteurs de vibration.
- Appuyer sur les boutons HIGH (haute) ou LOW (faible) pour régler l'intensité de vibration.



AVERTISSEMENT

TOUJOURS lire, comprendre et respecter les instructions et les avertissements fournis avec les produits complémentaires, comme la table d'inversion Teeter. L'utilisation du coussin modifiera l'équilibre de la table, ce qui la fera pivoter plus rapidement; il faudra donc ajuster les réglages de la table selon les instructions de son manuel d'utilisation.

Entretien

- Débrancher le coussin vibrant et le laisser refroidir avant de le nettoyer. À l'aide d'une éponge douce et légèrement humide, n'essuyer que la surface du coussin. **NE PAS** mouiller ou immerger le coussin vibrant dans de l'eau ou dans tout autre liquide. **NE JAMAIS** nettoyer le coussin vibrant à l'aide d'une brosse ou de produits abrasifs, de combustibles inflammables, de nettoyants pour vitres ou meubles ou de diluants pour peinture.

Entreposage

- Placer le coussin vibrant dans son emballage original ou dans un endroit sec et frais. Veiller à ne pas endommager les composants internes lors du rangement. Éviter tout contact avec des objets pointus ou aiguisés qui pourraient trouser la surface en tissu.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du produit et ne pas suspendre le coussin vibrant par le cordon de la télécommande.

La garantie Teeter indiquée ci-dessous sur le site Web de Teeter s'applique aux clients des États-Unis et du Canada seulement. Pour les clients internationaux, veuillez consulter votre distributeur local pour de l'information sur la garantie qui varie en fonction de votre pays.



Au cours de la période à compter du jour de l'achat et pendant cinq (5) ans, Teeter étend au propriétaire une garantie de réparation et de remplacement contre des défauts de fabrication dans les matériaux, la confection, les tissus et le rembourrage. Teeter réparera ou remplacera un tel défaut et payera les frais de toutes les pièces, de la main-d'œuvre et du transport. Si une réparation ou le remplacement n'est pas commercialement pratique ou ne peut pas être effectuée en temps opportun, Teeter remplacera, au choix de l'acheteur initial, par un produit comparable ou remboursera le prix d'achat.

Seuls les coûts de manutention et de transport liés au service de la garantie du produit sont couverts par cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation, d'un montage ou d'une installation incorrecte, les réparations effectuées par d'autres, un accident, une mauvaise utilisation ou de l'abus. En aucun cas, Teeter, ou toute autre partie impliquée dans la vente de ce produit, ne sera responsable des dommages accessoires ou immatériels résultant de la violation d'une garantie formelle ou tacite sur un produit Teeter.

À L'EXCEPTION DE CE QUI ÉNONCÉ CI-DESSUS, AUCUNE GARANTIE N'EST FOURNIE QUANT À TOUT PRODUIT TEETER, ET TOUTES LES GARANTIES FORMELLES SONT EXCLUES. Dans la mesure où cette garantie est jugée non exécutoire, elle sera réputée révisée dans la mesure nécessaire pour la rendre exécutoire. Cette garantie et tous litiges ou réclamation résultant de cette garantie ou de son interprétation sont régies par les lois de l'État de Washington aux États-Unis. Tous litiges ou réclamation découlant de ou liée à cette garantie, son interprétation, ou de toute violation alléguée de celle-ci, qui ne peut être réglé à l'amiable entre Teeter et le propriétaire dans les soixante (60) jours après notification écrite par la partie lésée à l'autre, doit être définitivement réglés par arbitrage soumis à trois (3) arbitres choisis parmi les panneaux des arbitres de l'American Arbitration Association la plus proche de l'établissement commercial principal de Teeter.

Certains États ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires ou immatériels d'une garantie, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut donc ne pas vous concerner. Certains États ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier selon l'État. Cette garantie est totalement transférable à tout et tous les futurs propriétaires de ce produit, à condition qu'aucune modification n'a été apportée au produit.

COMMENT ACHEMINER VOTRE INSCRIPTION :

Étape 1

Inscrivez vos informations pour vos propres dossiers.

Date d'achat

Produit et modèle

Nom du vendeur

Numéro de série

Étape 2

Rendez-vous en ligne au teeter.com pour inscrire votre garantie.

Si vous êtes incapable d'accéder au site en ligne, vous pouvez faire une demande de carte de garantie en appelant au service à la clientèle au 800-847-0143. SVP, ne pas envoyer ceci par courriel à Teeter.



Roger Teeter
Founder & Innovator
Fondateur et Innovateur



If you have any trouble assembling the equipment, or questions about its use, please contact customer service.

Si vous avez des problèmes lors du montage de l'appareil ou des questions concernant son utilisation, veuillez contacter le service à la clientèle.

USA: 800-847-0143 or info@teeter.com

International: info@teeterintl.com

É.-U. 800-847-0143 or info@teeter.com

International : info@teeterintl.com

Check out the selection of products and accessories available at teeter.com!

Découvrez la sélection de produits et accessoires disponibles sur teeter.com!

USA: Teeter
9713 233rd Avenue East
Bonney Lake, WA 9839
Toll Free: 800-847-0143
Fax: 800-847-0188
teeter.com | info@teeter.com

International: Teeter International, Ltd.
Gor-Ray House
758 Great Cambridge Rd
Enfield
Middlesex EN1 3GN
United Kingdom
teeterintl.com | info@teeterintl.com